



The future of vision

SIOBAL



SIOBAL

Силіконове масло

Позначення	S1000	S2000	S5000
Марка	SIOBAL		
Призначення	Тампонажний агент для лікування відшарування сітківки.		
Матеріал	Високоочищене силіконове масло, що не містить низькомолекулярних компонентів.		
В'язкість	1000 сСт	2000 сСт	5000 сСт
Показання	<ul style="list-style-type: none"> • Відшарування сітківки. • Проліферативна вітреоретінопатія. • Перфораційні травми. • Проліферативна діабетична ретинопатія. 		
Метод стерилізації	Стерилізація паром.		
Пакування	Стерильне. Попередньо заповнений шприц об'ємом 10 мл.		
Термін зберігання	3 роки від дати виробництва		

SIOBAL PACK (КОМПЛЕКТ SIOBAL)

Позначення	PS1000-A* PS1000-OA* PS1000-OR* PS1000-B*		PS2000-A* PS2000-OA* PS2000-OR* PS2000-B*		PS5000-A* PS5000-OA* PS5000-OR* PS5000-B*	
Марка	SIOBAL PACK: силіконове масло SIOBAL + ін'єкційний набір канюль (стерильний)					
В'язкість (масло)	1000 сСт		2000 сСт		5000 сСт	
Матеріал (масло)	Силіконове масло високої чистоти, що не містить низькомолекулярних компонентів.					
Вміст	Канюля 20G	Канюля 23G	Канюля 25G	Система з'єднання для ін'єкції / вилучення	Попередньо заповнений олією 10 мл шприц	
						
Пакування	5 наборів в коробці. Вироби стерилізовані та упаковані в оригінальну упаковку виробником.					

*Вибір сумісної системи з'єднань для обладнання:

(A) Alcon: Accurus, Constellation | Optikon: (OA) Assistant, (OR) R-Evolution. | (B) Bausch&Lomb: Millenium, Stellaris



SIOBAL SET (НАБІР SIOBAL)

Позначення	ST-A*		ST-OA*	ST-OR*	ST-B*
Марка	SIOBAL SET: стерильний набір канюль для ін'єкції / вилучення силіконового масла				
Вміст	Канюля 20G	Канюля 23G	Канюля 25G	Система з'єднання для ін'єкції / вилучення	Шприц 10 мл
					
Пакування	5 наборів в коробці. Вироби стерилізовані та упаковані в оригінальну упаковку виробником.				

*Вибір сумісної системи з'єднань для обладнання:

(A) Alcon: Accurus, Constellation | Optikon: (OA) Assistant, (OR) R-Evolution. | (B) Bausch&Lomb: Millenium, Stellaris