




The future of vision

## ENDO-K PRO



# ENDO-K PRO

## Ендо-кератопротез для трансплантації рогівки

Марка	ENDO-K PRO	
Позначення	EQP80	EQP85
Зовнішній діаметр	8,0 мм	8,50 мм
Опис та показання	<p>Виріб з поліметилметакрилату медичного класу, призначений для імплантації між ендотелієм рогівки та трансплантатом рогівки при операціях з трансплантації рогівки.</p> <p><i>Характеристики:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Кругле кільце, подвійне, з різними діаметрами.</li> <li>• Моноблочний виріб з поліметилметакрилату (PMMA).</li> <li>• Не потребує інжектора.</li> <li>• Проста маніпуляція та інтеграція.</li> </ul> <p>Медичний виріб для офтальмологічного застосування, призначений для імплантації між ендотелієм рогівки реципієнта та трансплантатом рогівки донора при операції з трансплантації рогівки. Виріб EQP допомагає уникнути небажаних вторинних ефектів, які можуть призвести до невдалого хірургічного втручання.</p> <p>Виріб ENDO-K PRO дозволяє:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Механічно відокремити ендотелій рогівки реципієнта та трансплантат рогівки донора.</li> <li>• Допомогти в адаптації трансплантата рогівки.</li> <li>• Запобігти небажаним вторинним ефектам при операціях з трансплантації рогівки.</li> </ul>	
Матеріал	Поліметилметакрилат (PMMA) з фільтром УФ світла.	
Метод стерилізації	Оксид етилену (ЕТО).	
Пакування	Моноблочний протез в стерильному пакуванні.	
Термін зберігання	4,5 роки від дати виробництва.	

\* Продукт з маркуванням CE

20/11/18/UA REV: 00.07/2019